

GLIDE 2 EN 1

Pasa del andador a una silla de ruedas en un instante



N.º ARTÍCULO VERDE: UPG2GN



N.º ARTÍCULO NEGRO: UPG2BK

- Conversión fácil, rápida y práctica
- Diseño inteligente y resistente
- Empuñadura con doble ajustable en altura y en posición Modelo elegante con diseño vintage
- Asiento y respaldo tapizados para mayor confort
- Plegado fácil y compacto

Glide 2 en 1

(incluye kit de reposapiés, respaldo y bolso)

- Peso: 10,8 kg

FICHA TÉCNICA

- Peso: 10,8 kg
- L x An x Al: 71,5 x 64 x 83-99,5 cm
- Ancho del asiento: 45 cm
- Ancho plegado: 26,5 cm
- Altura del asiento: 50 cm
- Profundidad del asiento: 30 cm
- Altura del mango: 83-99,5 cm
- Diámetro de la rueda: 20 - 30 cm
- Peso máximo: 136 kg
- Incluye bolsa y respaldo



ACCESORIOS



Portabastón

N.º ARTÍCULO: 5060785760556



Portavasos

N.º ARTÍCULO: 5060785760570



Paraguas

N.º ARTÍCULO: 5060785760587



Rotulador de retroque

N.º ART: 5060785761096 (VERDE)



Cinturón de seguridad

N.º ARTÍCULO: 5060785760693

- Precio € 35,54



Cubierta de transporte

N.º ARTÍCULO: 5060785761263

- Precio € 76,48

Mobio®

soluciones de movilidad con diseño ergonómico y elegante

Hillarestraat 20
9160 Lokeren (Bélgica)

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL. 00 32 486 55 31 58
IVA BE0599 878 088

IBAN BE06 0017 5063 8822
GEBABEBB