

ROLLZ FLEX

Andador y carro de compra 2 en 1



Matt negro

N.º ARTÍCULO: 3010RF0012



Matt morado

N.º ARTÍCULO: 3010RF0013



Matt verde oscuro

N.º ARTÍCULO: 3010RF0014

■ Peso: 7,4 kg

- Diseño elegante y moderno, no parece un andador
- Bolsa de compras gris oscuro grande: 25 litros
- Empuñaduras ajustables en altura y posición
- Duradero y de gran calidad
- Muy fácil de llevar
- Equipado con asiento
- Ruedas semirrígidas de calidad que absorben los impactos
- Incluye ayuda para subir escalones y aceras

FICHA TÉCNICA	Estándar	Small
■ Peso	7,4 kg	6,8 kg
■ Contenido de la bolsa	25 l	14 l
■ Altura del asiento	62 cm	52,5 cm
■ Altura de las empuñaduras	80-100 cm	70-81 cm
■ Peso máximo del usuario	125 kg	
■ Peso máximo en la bolsa	20 kg	
■ Dimensiones de la superficie del asiento	17 x 44 cm	
■ Ancho	62 cm	
■ Ancho plegado	25 cm	
■ Ancho	60 cm	
■ Diámetro de las ruedas	20 cm	

Mobio®

ayudas elegantes con diseño ergonómico para la movilidad

Hillarestraat 20
9160 Lokeren (Bélgica)

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL. 00 32 486 55 31 58
IVA BE0599 878 088




Rollz Flex blanco

N.º ARTÍCULO BLANCO: 3010RF0013

N.º ARTÍCULO BLANCO PEQUEÑO: 3011RF0010

ACCESORIOS




Portabastón

N.º ARTÍCULO: 3020RF0003



Gancho portabolsa (par 2)

N.º ARTÍCULO: 3020RF0004



Paraguas

N.º ARTÍCULO: 3020RF0008

- Diámetro: 102 cm
- Peso: 0,7 kg



Rotulador de retoque

N.º: 1020RM0015 (BLANCO)
N.º: 1020RM0014 (MORADO)
N.º: 1020RM0024 (VERDE OSCURO)
N.º: 1020RM0013 (NEGRO)



Bandeja

N.º ARTÍCULO: 1020RA0001



Soporte trasero

N.º ARTÍCULO: 3020RF0010



Lámpara

N.º ARTÍCULO: 3020RF0009

Hillarestraat 20
9160 Lokeren (Bélgica)

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL. 00 32 486 55 31 58
IVA BE0599 878 088

IBAN BE06 0017 5063 8822
GEBABEBB