

TRIVE

Andador con doble plegado, elegante y cómodo



- Plegable en un solo movimiento
- Elegante diseño británico
- Muy ligero, 6,5 kg
- Alta calidad y funcionalidad
- Práctico y fácil de manejar
- Incluye ayuda para subir las aceras

N.º ARTÍCULO VERDE: UPRLT01TR
N.º ARTÍCULO GRIS: UPRLT02TR
N.º ARTÍCULO TERRACOTA: UPA1TC

Trive Estándar

(bolsa, respaldo y portabastones incluidos en el precio)

FICHA TÉCNICA	Estándar	Todo Terreno
■ Peso	6,5 kg	8,2 kg
■ Altura del asiento	58 cm	60 cm
■ Altura del mango	84-96 cm	86-98 cm
■ L x An x Al	69/65/84-96 cm	73/66/86-98 cm
■ Diámetro de la rueda	20 cm	24 cm
■ Contenido de la bolsa	5 kg	
■ Ancho del asiento	45 cm	
■ Profundidad del asiento	18 cm	
■ Peso máximo	125 kg	
■ Ancho plegado	35 cm	36 cm

TRIVE ALL TERRAIN

El todoterreno más compacto



N.º ARTÍCULO: UPATGN

Trive Todo Terreno

(bolsa, respaldo y portabastones incluidos en el precio)

- Elegante diseño británico
- Doble plegado compacto
- Todoterreno - apto para todas las superficies
- Incluye bolsa, respaldo y portabastón
- Práctico, cómodo y fácil de manejar
- Plegable en un solo movimiento

ACCESORIOS



N.º ARTÍCULO: 5060785760341

Cubierta de transporte

Por Estándar y Todo Terreno



N.º ARTÍCULO: 5060785760426

Luz led recargable

Por Estándar y Todo Terreno


- 36x30x90 cm



N.º ARTÍCULO: 5060785760686

Bolsa del asiento

Por Estándar y Todo Terreno



N.º ARTÍCULO: 5060785760990

Portavasos

Por Estándar y Todo Terreno



5060785761096 (VERDE)
5060785761140 (GRIS)
5060785761096 (TERRACOTA)

Rotulador de retoque

Por Estándar y Todo Terreno



N.º ARTÍCULO: 5060785761270

Bandeja

Por Estándar y Todo Terreno