

TOPRO TAURUS

Clínicamente probado: alivia la carga de trabajo del personal y apoya al paciente



N.º ARTÍCULO: 815710
ARTÍCULO EN CAJA PLANA.: 815711

Taurus E (Eléctrico)



ART. SIN FRENOS DE MANO: 814785
ART. CON FRENOS DE MANO: 814787
ART. CON FRENOS DE MANO EN CAJA PLANA: 815701

Taurus H (Hidráulico)

- Empuñadura ajustables de fácil manejo (excepto en el art. 814785)
- Reposabrazos ajustables
- Freno de marcha y de estacionamiento en la misma palanca en ambas asas
- Interruptor basculante para el ajuste eléctrico de la altura en el modelo Taurus E
- Frenos de pie en todas las ruedas de ambos modelos
- Bloqueo de dirección integrado para el mecanismo giratorio (fácil de accionar con el pie) (no incluido en el art. 814785)

FICHA TÉCNICA	Taurus E	Taurus H
■ Peso	22 kg	18 kg
■ L/An/Al	78x66x138	78x66x132
■ Altura de los reposabrazos	88,5-138	86,5-132
■ Peso máximo del usuario	150 kg	
■ Diámetro de las ruedas	12,5 cm	
■ Longitud de los reposabrazos	34 cm	
■ Diámetro de los mangos	3,5 cm	
■ Radio de giro	91 cm	

Mobio®

soluciones de movilidad con diseño ergonómico y elegante

Hillarestraat 20
9160 Lokeren (Bélgica)

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL. 00 32 486 55 31 58
IVA BE0599 878 088

ACCESORIOS



Placa de transporte
N.º ARTÍCULO: 814645



Bandeja
N.º ARTÍCULO: 814810




Freno de una sola mano

N.º ARTÍCULO: 814026



N.º ARTÍCULO: 814647



**Mando a distancia
ajuste de altura**
N.º ART. 2011-2024: 814646
N.º ART. 2025: 816099



Bolsita multifuncional
N.º ARTÍCULO: 814821



Soporte para suero

N.º ARTÍCULO: 814793



**Soporte para botella
de oxígeno**

N.º ARTÍCULO: 814820



Cargador

N.º ARTÍCULO: 816094



**Soporte para recipientes
de recogida de fluidos
corporales**

N.º ARTÍCULO: 816091