




Silla Transit

Vida Activa

La Silla Transit de Apex es la solución ideal para espacios reducidos, ya que permite desplazar al usuario en interiores gracias a sus ajustadas dimensiones. Se puede viajar con ella como silla accesoria al poderse plegar y guardar en una bolsa de transporte.



La Silla Transit se pliega y dispone de una bolsa de transporte para su almacenaje. Solo pesa 7 kg.



La Silla Transit cuenta con un bolsillo en el respaldo. Se facilita el traslado del paciente gracias a los reposabrazos acolchados que son abatibles.



Para una mayor seguridad cuenta con frenos bloqueables y de estacionamiento así como de un cinturón de seguridad. Mayor comodidad gracias a sus puños.



Reposapiés abatible y soporte en las piernas para un mayor confort.

| Descripción de producto | Referencia |
|---|-----------------|
| Silla Transit | 0401061 |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 65 x 25 x 65 cm |
| Peso total de la caja | 7,5 kg |

| Especificaciones técnicas | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 70 x 44 x 89 cm |
| Peso del producto | 6,7 kg |
| Material | Aluminio |
| Medidas del asiento (largo x ancho) | 36 x 36 cm |
| Altura del suelo al asiento | 46 cm |
| Altura del respaldo | 40 cm |
| Altura del reposapiés al suelo | 17 cm |
| Altura reposabrazos | 19,5 cm |
| Largura de los reposabrazos | 28,5 cm |
| Ruedas delanteras | 12,5 cm de diámetro |
| Ruedas traseras | 20 cm de diámetro |
| Plegable | Sí |
| Peso máximo soportado | 100 kg |
| Garantía | 2 años |

APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com

APEX
 Care for a Healthy Life