

Cojín viscoelástico

El cojín anatómico C25 es un cojín geriátrico diseñado para ayudar en la prevención y el manejo de úlceras por presión en la zona de contacto con la superficie de apoyo, proporcionando confort y una mejor distribución de las presiones durante la sedestación. Puede utilizarse en los siguientes casos:

- 1. Cuando existe una úlcera por presión en estadio I o II, según la clasificación EPUAP, y el paciente puede modificar su posición estando sentado, o cuando los puntos de presión se alivian mediante cuidados de enfermería.
- 2. Cuando existe un riesgo muy elevado de desarrollar úlceras por presión, según una escala de valoración como Braden, Norton, Waterlow, entre otras.

El cojín C25 está indicado para pacientes con antecedentes de úlceras por presión en la zona de apoyo al sentarse y/o con parálisis completa o incompleta del tronco o de los miembros inferiores, sensibilidad reducida o ausente en los miembros inferiores, estabilidad frontal comprometida, ligeras asimetrías posturales, amputación de origen vascular y/o estado general debilitado.

Este cojín puede utilizarse sobre diferentes superficies de asiento, sin necesidad de realizar ajustes. La elección del producto debe ser validada por un profesional sanitario.

- Espuma Visco: 80 kg/m³
- Funda PU: 120 g



Authentic Memory Foam

Se adapta a la forma del cuerpo, proporcionando un alto nivel de soporte y alivio de la presión. Su espuma de muy alta densidad ayuda a prevenir la deformación y evita la sensación de hundimiento durante el uso.



Funda

Funda hipoalergénica de poliuretano, transpirable e hiperelástica. Cremallera cubierta y base antideslizante.



Ergonomic

Mejor distribución de las presiones: reduce las presiones transcutáneas en las zonas de mayor riesgo y favorece la circulación sanguínea.

Datos técnicos

				Referencia del artículo
Dimensiones	Peso máximo	Temperatura máxima de limpieza	Densidad	
ViscoFoam	43 x 43 x 7,5 cm	100 kg	95°	80 kg/m³
				C25-4343

Tel.: 935 74 74 74
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
Llobregat, 12
Santa Perpètua 08130
España


AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia