



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Rampas tipo maleta

RP

<https://www.ayudasdinamicas.com/rampas-tipo-maleta/>



Vídeo disponible en  
[ayudasdinamicas.com](https://www.ayudasdinamicas.com)



### Descripción



Rampas de aluminio ligeras, robustas y resistentes. Desplegadas ofrecen un ancho de paso generoso, de 72 cm para todo tipo de sillas de ruedas o scooters de 3 ó 4 ruedas. Plegadas miden 37 cm de alto.

Se pliegan a lo ancho y se transportan facilmente como una maleta.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

| MODELO                 | RP70  | RP90  | RP120  | RP150  |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|
| LONGITUD               | 61 cm | 91 cm | 122 cm | 152 cm |
| ANCHO PLEGADA          | 37 cm | 37 cm | 37 cm  | 37 cm  |
| PESO TOTAL             | 4 kg  | 6 kg  | 8 kg   | 11 kg  |
| ALTURA MÁXIMA A SALVAR | 12 cm | 18 cm | 24 cm  | 30 cm  |

