

Silla Mewa Pro

Sillas PCI Pediátricas



Wellell



Silla Mewa Pro

Sillas PCI Pediátricas

La Silla Mewa Pro tiene un diseño urbano y moderno, indicada para niños de entre 90-125 cm de altura y un peso máximo de 40 kg.

- **Novedoso sistema de basculación** del asiento con doble pletina.
- Ruedas delanteras y traseras **macizas de alta resistencia** para adaptarse a cualquier terreno.
- **Controles** del tronco y cabeza ajustables incluidos de serie para mantener seguro al niño.
- **Cinturón de abducción** que estabilizan la pelvis y evitan que el niño se deslice.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** que facilita su almacenamiento.
- El asiento puede colocarse en **sentido contrario a la marcha**.
- **Bloqueo de ruedas direccional** ideal para pasear por terrenos irregulares.
- **Pedal de elevación** de la silla que facilita salvar obstáculos.
- **Kit de transporte** que permite llevar la silla con el niño en un vehículo adaptado.
- Fabricado con **materiales premium**: incorpora el innovador tejido SONIC, que es transpirable, ecológico y altamente resistente. La zona de las piernas está reforzada con el avanzado tejido Ecoleather, que aporta durabilidad y un acabado sofisticado. En conjunto, la silla combina suavidad y robustez para una experiencia de uso excepcional.

Disponible en color beige ●, verde ●, gris ● y negro ●



Elementos destacados:

Tejido SONIC, que es transpirable, ecológico y altamente resistente. La zona de las piernas está reforzada con el avanzado tejido Ecoleather




Capota con ventilación
(varios colores)



Controles de cabeza
y tronco incluidos




Barra de seguridad



Arnés pélvico



Estructura plegable



Kit de transporte



Las ruedas traseras cuentan con
un novedoso sistema de freno de
bloqueo y amortiguación



Ruedas delanteras
robustas y con horquillas



Reposapiés plegable con
cinchas y ajustable en altura



Accesorios de serie



Cinturón 5 puntos con inserciones acolchadas



Reposapiés con cinchas



Capota (varios colores)



Arnés pélvico (varios colores)



Barra de seguridad



Inserciones acolchadas para cabeza y tronco



Controles cabeza (varios colores)



Controles tronco (varios colores)



Porta vasos

Accesorios



Bolsa bajo el asiento



Taco abductor



Kit ajuste asiento (varios colores)



Mesa terapéutica



Guantes



Saco (varios colores)



Bolsa manillar (varios colores)



Sombrilla



Protector para lluvia



Mosquitera

Descripción de producto	Referencia
Silla Mewa Pro (varios colores)	0431007B-07V-07G-07N

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	66 x 50 x 88 cm
Peso total de la caja	28 kg

Descripción de accesorios	Referencia
Bolsa bajo asiento	0432182
Taco abductor	0432035
Kit ajuste asiento (varios colores)	0432186-86V-86G-86N
Mesa terapéutica	0432017
Guantes invierno	0432153
Saco (varios colores)	0432185-85V-85G-85N
Bolsa manillar (varios colores)	0432183-83V-83G-83N
Sombrilla	0432157
Protector para lluvia	0432196
Mosquitera	0432197

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	97 - 118 x 62,5 x 125 - 128 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	84 x 61 x 26 cm
Longitud plegada con ruedas	95 cm
Peso sin accesorios	20,5 kg
Altura del niño	90 - 125 cm
Peso máximo soportado	40 kg
Anchura del asiento	25 - 32 cm
Profundidad del asiento	24 - 28 cm
Longitud del asiento sin capota	94 cm
Altura del respaldo	62 cm
Distancia del reposapiés	17 - 32 cm / 5 posiciones
Asiento extraíble	Sí
Basculante	Sí
Sistema "Crece contigo"	No
Asiento marcha/contramarcha	Sí
Certificaciones	Marcado CE, REACH

Garantía	
Silla	2 años



Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com

