



I-Brio Plus

Movilidad Eléctrica

Plegado fácil en 3 pasos:

1.



2.



3.



I-Brio Plus

Movilidad Eléctrica

La I-Brio Plus es la Scooter que puede plegarse en un instante presionando el pedal rojo. Destaca por incluir reposabrazos, luz delantera y ruedas neumáticas grandes.

Gracias a sus reducidas dimensiones, 96 x 53 x 87-100 cm (sin apoyabrazos), podrás llevarla a donde quieras.

- **Cómoda:** Los reposabrazos son regulables en altura y anchura y pueden abatirse facilitando el acceso al usuario. Cuenta con ruedas neumáticas (20x5 cm las delanteras y 23x6,5 cm las traseras) que aportan un mayor confort de marcha y permiten subir con mayor facilidad los bordillos.
- **Compacta:** Solo mide 96 cm desplegada y 50 cm plegada. Gira en tan solo 82 cm.
- **Segura:** Con ruedas antivuelco (laterales y traseras) que garantizan la seguridad del usuario y con llave de seguridad en la batería. Incorpora una luz frontal LED que permite ver y ser visto.
- **Fácil de transportar:** Con asiento extraíble para facilitar su transporte. Sus 4 ruedas permiten moverla como un trolley una vez plegada.
- **Ligera:** Gracias a su batería de litio, su peso total es de 34 kg.

Elementos destacados:



Manillar ergonómico



Reposabrazos abatibles y regulables en altura y anchura



Batería de litio extraíble para facilitar su carga



Palanca de desembrague y ruedas antivuelco. Luz trasera



Luz LED delantera



Presionar el pedal para el plegado /desplegado



Desmontable en 3 piezas

Accesorios:



Bolsa transporte



Cesta inferior



Cesta delantera



Portabastones Smart



Portabastones giratorio



Cargador USB



Medidas en cm

Descripción de producto	Referencia
I-Brio Plus	0401037A PLUS
Descripción de accesorios	
Bolsa de transporte	04060639
Cesta inferior	04060673
Cesta delantera	04061138
Portabastones Smart	04061135
Portabastones giratorio	04061151
Cargador USB	04060771
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	46 x 51 x 88 cm
Peso total de la caja	34 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	96 x 53 x 87-100 cm
Dimensiones con apoyabrazos	96 x 55,5-58 x 87-100 cm
Peso máximo soportado	115 kg
Peso con baterías	34 kg
Peso sin baterías	31 kg
Velocidad máxima	6,5 km/h
Pendiente máxima	<100 kg hasta 5° >100 kg hasta 3°
Radio de giro	82 cm
Tipo de motor	270 W, Motor 4 polos
Ruedas delanteras	20 x 5 cm. Neumáticas
Ruedas traseras	23 x 6,5 cm. Neumáticas
Baterías	De litio 24V 11,5 Ah x 1 unidad
Cargador	2,5 Amp, externo, 110/240 Volt.

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año

APEX MEDICAL, S.L.

c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)

Tel: 94.470.64.08

Fax: 94.470.64.09

info@apexmedical.es

www.apexmedicalcorp.com

APEX
Care for a Healthy Life