


**DESCRIPCIÓN**

FABRICADO EN MADERA BARNIZADO NATURAL. SU OBJETIVO ES UN PASO SIN DIFICULTAD DURANTE TODO EL RECORRIDO DE LA PARALELA

**MEDIDAS**

- ANCHO: 75 cm
- LARGO: 200 cm

MONTAJE

EL PISO VIENE MONTADO PARA ATORNILLAR NUESTRA PARALELA DIRECTAMENTE A ÉL. PARA ELLO, SÓLO ES PRECISO QUITARLE LAS BASES DE MADERA A LA PARALELA Y ATORNILLARLA AL PISO. UNA VEZ ATORNILLADA, YA NO SE PUEDE PLEGAR

