



Nebulizador a pistón para aerosolterapia NE2014

Art. NE2014

LAICA NE2014 Aerosol permite una nebulización muy fina, aumentando los beneficios de la aerosolterapia. Transforma los medicamentos líquidos en microgotas de fácil inhalación, que llegan a la parte más profunda del tracto respiratorio. Indicado para la nebulización de cualquier medicamento, incluso aceitosos como cortisona, aceites esenciales, suspensiones.

- Ampolla con flujo regulable
- Práctico soporte para ampolla
- Usar con todos los medicamentos

Es un dispositivo médico CE. Lea atentamente las advertencias o instrucciones de uso.

DIMENSIONES	10.5 x 16.5 x 16.5 cm
PESO	1.36 kg
CÓDIGO DE BARRAS	8013240200859
COMPONENTES DEL PRODUCTO	1 nebulizador, 1 máscara para adultos, 1 máscara pediátrica, 1 horquilla nasal, 1 ampolla, 1 tubo de aire, 1 boquilla, 5 filtros, 1 manual de instrucciones
ALIMENTACIÓN	230V 50Hz 150 VA
NIVEL DE RUIDO	65 dB(A)
DIMENSIÓN MEDIA DE LAS PARTÍCULAS	<5 µm
FLUJO DE LA	Aproximadamente 0,25 ml / min.

NEBULIZACIÓN

CAPACIDAD AMPOLLA min. 2 ml, max 6 ml