



Nebulizador a pistón para aerosolterapia NE3001

Art. NE3001

El Nebulizador a pistón para aerosolterapia NE3001 LAICA es compacto y fácil de usar, es ideal para los niños ya que es silencioso. Adecuado para la nebulización de cualquier medicamento, incluso aquellos grasos como cortisonas, aceites esenciales y suspensiones.

- Más silencioso que otros nebulizadores estándar de pistones
- Dimensiones reducidas, ahorra espacio
- Adecuado para usar con todos los medicamentos.

DIMENSIONES	13.8 x 13.1 x 6.1 cm
PESO	690 g
CÓDIGO DE BARRAS	8013240200040
COMPONENTES DEL PRODUCTO	1 nebulizador, 1 Mascarilla para adultos, 1 Mascarilla para niños, 1 Adaptador nasal, 1 Ampolla, 1 Tubo para la conducción del aire, 1 Adaptador bucal, 2 filtros, 1 Transformador, 1 Manual de instrucciones
RECAMBIOS DISPONIBLES	• Ampolla con ajuste • Set compuesto por mascarilla para adultos y mascarilla para niños • Set compuesto por adaptador bucal y tubo para la conducción del aire • Filtros de aire
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN: con transformador – Entrada: 100-240VAC 50/60Hz 0.6A / Salida: 12V DC 2A
RUIDO A 1 METRO	51 dBA

DIMENSIÓN MEDIA DE LAS PARTÍCULAS	2,97 µm
FLUJO DE LA NEBULIZACIÓN	0,35 ml/min.
CAPACIDAD AMPOLLA	min. 2 ml, max 12 ml