



	MD6026	NE1001	NE1005	NE3001	NE3003
					
Tecnología	Ultrasonidos		Mesh	Mini pistones	Micro compresor
Nebuliza todos los medicamentos				■	■
Portátil			■		
Dimensiones media de las partículas	3.4 µm	3.4 µm	4.8 µm	2.97 µm	< 5 µm
Cantidad de nebulización por minuto	Aprox. 0,4 ml/min.	Aprox. 0,4 ml/min.	Aprox. 0,25 ml/min.	Aprox. 0,35 ml/min.	Aprox. 0,2 ml/min.
Capacidad máxima de la ampolla	Máximo 8 ml/ 8 cc	Máximo 8 ml/ 8cc	Máximo 10 ml/ 10 cc	Min. 2 ml./ Max. 12 ml.	Min. 2 ml./ Max. 8 ml.
Ruido	45 dB	45 dB	38 dB	51 dB(A)	56 dB(A) +/- 10 dB
Alimentación	A red con adaptador	A red con adaptador	2 pilas de 1,5V AA (incluidas)	A red con adaptador	A red con adaptador
Dimensiones	15 x 11,6 x 9,7 cm	14 x 12,4 x 16,5 cm	12,7 x 5,3 x 6,1 cm	13,8 x 13,1 x 6,1 cm	14,5 x 7,8 x 7 cm
Peso	700 g	630 g	220 g	690 g	510 g

	NE3002	NE2012	NE2003	NE2013	NE2014
					
	Micro compresor	Pistones	Pistones	Pistones	Pistones
	■	■	■	■	■
	■				
	3.9 µm	2.61 µm	2.61 µm	2.61 µm	< 5 µm
	Aprox. 0,3 ml/min.	Aprox. 0,35 ml/min.	Aprox. 0,35 ml/min.	Aprox. 0,35 ml/min.	Aprox. 0,25 ml/min.
	Min. 2 ml./ Max. 10 ml.	Min. 2 ml./ Max. 12 ml.	Min. 2 ml./ Max. 12 ml.	Min. 2 ml./ Max. 12 ml.	Min. 2 ml./ Max. 8 ml.
	58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	61.5 dB(A)	65 dB(A)
	Puerto USB o 4 baterías 1.5V AA (no incluidas)	A red	A red	A red	A red
	11,5 x 7,7 x 4,2 cm	25,3 x 16,4 x 12,5 cm	20 x 16 x 11,8 cm	20 x 17,5 x 9 cm	10,5 x 16,5 x 16,5 cm
	310 g	1400 g	1200 g	1214 g	1360 g