

FICHA TECNICA DE PRODUCTO	Rev. 04 – 23.06.2016	Módulo STD
---------------------------	----------------------	-------------------

RS941	Silla para ducha y baño autopropulsable
--------------	--

Finalidad

Ayuda para ducha y wc para personas con dificultades de movimiento.

Características principales

Silla para ducha y wc autopropulsable, resistente al agua, humedad, y detergentes, Estructura totalmente en aluminio anodizado con soportes en acero inoxidable, reposabrazos abatibles, reposapiés abatibles lateralmente, extraíbles y regulables en altura. Asiento y respaldo acolchados impermeables, en PVC termosellado

Imagen producto

REFERENCIAS FABRICANTE

Fabricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
País de producción	<i>CHINA</i>
Clase del producto	<i>Clase I</i>
Código GMDN	<i>40539</i>

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso Max	<i>110 Kg</i>
Embalaje	<i>Polietileno estampado / Caja de cartón.</i>

MATERIALES PRINCIPALES

Estructura	<i>Aluminio anodizado</i>
Asiento	<i>PVC</i>

TAMAÑO															
Anchura asiento								41 Cm							
Tamaño máximo								106 x 65 Cm							
Peso								14,5 Kg							
Diámetro ruedas								62 Cm / 12 Cm							
															
RS940	90	59	41	95	73	50	38+43	41	40	57	9,5	10	10	110	1 Pz
RS941	106	81		96	68	48			41	65	14,5	62	20		