

TABLA COMPARATIVA EQUIPOS MAGNUM

	MAGNUM L	MAGNUM XL	MAGNUM 2500	MAGNUM XL PRO	MAGNUM 3000 PRO	MAGNUM 3500 PRO
						
USO	Básico	Básico PLUS	Semi-Profesional	Semi-Profesional PLUS	Profesional	Profesional PLUS
	• Domiciliario	• Domiciliario	• Domiciliario • Clínica	• Domiciliario • Clínica	• Clínica • Semi-Domiciliario	• Clínica
	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab. Bienestar/ Estética	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab. Bienestar/ Estética	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab.
Total Programas	8	26	52	46	70	70
PROGRAMAS	8 Fisioterapia / Rehab.	16 Fisioterapia/ Rehab. 10 Bienestar/ Estética	36 Fisioterapia/ Rehab. 16 Diferentes frecuencias	32 Fisioterapia / Rehab. 14 Bienestar /Estética:	67 Fisioterapia/ Rehab. 3 Nocturnos Total Body	67 Fisioterapia/ Rehab. 3 Nocturnos Total Body
FRACTURAS	• Pequeñas Fracturas • Grandes Fracturas	• Fracturas • Fractura Hombro • Fractura Antebrazo • Fractura Tibia • Fractura Muñeca • Retraso Consolidación de Fracturas	• Fracturas • Fractura Hombro • Fractura Antebrazo • Fractura Tibia • Fractura Muñeca • Retraso Consolidación de Fracturas • Fractura Escafoides • Fractura Clavícula • Fractura Pelvis • Fractura Fémur • Fractura con Yeso • Edema Óseo	• Fracturas • Fractura Hombro • Fractura Antebrazo • Fractura Tibia • Fractura Muñeca • Retraso Consolidación de Fracturas • Fractura Escafoides • Fractura Clavícula • Fractura Pelvis • Fractura Fémur • Fractura con Yeso • Edema Óseo	• Fracturas • Fractura Hombro • Fractura Antebrazo • Fractura Tibia • Fractura Muñeca • Retraso Consolidación de Fracturas • Fractura Escafoides • Fractura Clavícula • Fractura Pelvis • Fractura Fémur • Fractura con Yeso • Edema Óseo	• Fracturas • Fractura Hombro • Fractura Antebrazo • Fractura Tibia • Fractura Muñeca • Retraso Consolidación de Fracturas • Fractura Escafoides • Fractura Clavícula • Fractura Pelvis • Fractura Fémur • Fractura con Yeso • Edema Óseo
ARTROSIS/ ARTRITIS	• Osteoartritis Cervical • Osteoporosis • Artritis	• Artrosis • Osteoporosis • Osteoporosis Mano • Osteoporosis Cervical • Osteoporosis Hombro • Osteoporosis Columna	• Artrosis • Artritis • Osteonecrosis • Osteoporosis • Artrosis Rodilla • Artrosis Cervical • Artrosis Mano • Artrosis Cadera • Artrosis Hombro • Artrosis Columna	• Artrosis • Artritis • Osteoporosis • Osteoartritis Rodilla • Osteoartritis Cervical • Osteoartritis Mano • Osteoartritis Cadera • Osteoartritis Hombro • Osteoartritis Columna	• Artrosis • Artritis • Osteonecrosis • Osteoporosis • Artrosis Rodilla • Artrosis Cervical • Artrosis Mano • Artrosis Cadera • Artrosis Hombro • Artrosis Columna	• Artrosis • Artritis • Osteonecrosis • Osteoporosis • Artrosis Rodilla • Artrosis Cervical • Artrosis Mano • Artrosis Cadera • Artrosis Hombro • Artrosis Columna

TABLA COMPARATIVA EQUIPOS MAGNUM

	MAGNUM L	MAGNUM XL	MAGNUM 2500	MAGNUM XL PRO	MAGNUM 3000 PRO	MAGNUM 3500 PRO
INFLAMACIONES	Epicondilitis	- Manguito Rotador - Túnel Carpiano	- Antiinflamatorio - Epicondilitis - Epitrocleitis - Túnel Carpiano - Tendinitis de Hombro	- Manguito Rotador - Tunel Carpiano - Epicondilitis - Epitrocleitis - Tendinitis	- Antiinflamatorio - Tendinitis - Epicondilitis - Epitrocleitis - Túnel Carpiano - Tendinitis de Hombro	- Antiinflamatorio - Tendinitis - Epicondilitis - Epitrocleitis - Túnel Carpiano - Tendinitis de Hombro
DOLOR	Dolor de Espalda	Dolor de Espalda	- Dolor de Espalda - Dolores Articulares - Algodistrofia-Enf.de Sudeck	- Dolor de Espalda - Dolores Articulares	- Dolor de Espalda - Dolores Articulares - Algodistrofia-Enf.de Sudeck	- Dolor de Espalda - Dolores Articulares - Algodistrofia-Enf.de Sudeck
ORTOPEDIA			- Post Cirugía LCA - Lesión y Limpieza de Cartílago - Prótesis Rodilla - Prótesis Cadera	- Post Cirugía LCA - Lesión y Limpieza de Cartílago - Prótesis Rodilla - Prótesis Cadera	- Post Cirugía LCA - Lesión y Limpieza de Cartílago - Prótesis Rodilla - Prótesis Cadera - Fusión Espinal - Osteotomía	- Post Cirugía LCA - Lesión y Limpieza de Cartílago - Prótesis Rodilla - Prótesis Cadera - Fusión Espinal - Osteotomía
TRAUMAS/ EDEMAS/ HERIDAS			- Esguince/ Distorsión del Tobillo - Edemas / Contusiones	- Esguince/ Distorsión del Tobillo - Edemas / Contusiones	- Esguince/ Distorsión del Tobillo - Edemas / Contusiones	- Esguince/ Distorsión del Tobillo - Edemas / Contusiones
BIENESTA/ ESTÉTICA		- Drenaje - Celulitis - Estados Edematosos - Piernas Hinchadas - Tratamiento reactivante - Regenerador Tisular - Acné - Cicatrices - Arrugas Faciales - Estrías		- Drenaje Abdomen - Drenaje Miembros Superiores - Celulitis Abdomen - Celulitis Miembros Superiores - Celulitis Glúteos / Caderas - Estados Edematosos - Piernas Hinchadas - Tratamientos Reactivantes - Tratamiento Tonificación tejidos - Acné - Cicatrices - Arrugas faciales - Estrías		
PROGRAMAS Nocturnos	x	x	x	x	3 (15/50/75Hz)	
PROGRAMAS Abiertos	x	10 libras	5 Libres 1 Multifrecuencia 15 Con Frecuencias preestablecidas de 10 a 200Hz	10 Libres	10 Libres 1 Multifrecuencia 25 Con Frecuencias preestablecidas de 5 a 200Hz	19 Libres 1 Multifrecuencia 25 Con Frecuencias preestablecidas de 5 a 200Hz
SALIDAS Cada salida conecta 1 SOLENOIDE	1	2	2 Con Función 1+1	2	2 Con Función 1+1	4 Con función 2+2

TABLA COMPARATIVA EQUIPOS MAGNUM

MAGNUM L							MAGNUM XL							MAGNUM 2500							MAGNUM XL PRO							MAGNUM 3000 PRO							MAGNUM 3500 PRO																																		
SOLENOIDES INCLUIDOS														1 Solenoide Flexible 35x10cm														2 Solenoides Flexibles 35x10cm														2 Solenoides Flexibles 35x10cm 2 Solenoides Soft Single 1 Solenoide Soft 4																											
SOLENOIDES COMPATIBLES (Recomendados)																																																																					
Solenoide Flexible 35x10cm														✓							✓							✓							✓							✓							✓																				
Solenoide Flexible 40x15cm														✓							✓							✓							✓							✓							✓																				
Solenoide Soft Single 12x12.5cm														✓							✓							✓							✓							✓							✓																				
Solenoide Rígido														✓							✓							✓							✓							✓							✓																				
Solenoide Soft 4 25x25cm														✗							✓							✓							✓							✓							✓																				
Colchoneta MAT 100														✓							✓							✓							✓							✓							✓																				
Colchoneta TOTAL BODY 200														✗							✓							✓							✓							✓							✓																				
Colchoneta TOTAL BODY 400														✗							✓							✓							✓							✓							✓																				
Colchoneta TOTAL BODY 400 XP														✗							✗							✗							✗							✗							✓																				
INTENSIDAD														60 Gauss 160 Gauss Pico							70 Gauss por Canal 280 Gauss Pico Total							80 Gauss por Canal 320 Gauss Pico Total							100 Gauss por Canal 400 Gauss Pico Total							100 Gauss por Canal 400 Gauss Pico Total							100 Gauss por Canal 800 Gauss Pico Total																				
FRECUENCIA														5 – 200Hz																																																							
MANUAL														✓							✓							✓							✓							✓							✓																				
														Instrucciones en Español de Uso y Ubicación de Solenoides																																																							